



Gebrauchsanleitung

Desinfektionsmittel- Konzentrat



Ottofond Desinfektionsmittel ist geeignet für Solarien, Whirlpoolwannen, Schwimmbäder und Saunen. Es ist wirksam gegen Bakterien, Pilze und Herpesviren.

Art der Anwendung:

Nach dem Benutzen des Whirlpools das Wasser soweit ablaufen lassen bzw. auffüllen, dass die Düsen noch knapp mit Wasser bedeckt sind. Düsen nach unten stellen. Die erforderliche Menge in das Wasser geben. Aggregate einschalten - nach max. 3 Minuten wieder abschalten. Nach einer Standzeit von ca. 20 Minuten das Wasser ablaufen lassen und mit frischem Wasser gründlich spülen.

Dosierung:

Dosierungsmenge 50 ml je 100 Liter Wasser, ca. 1 mal monatlich.

Hinweise:

Desinfektionsgebrauchslösung nicht als Badewasser verwenden! Die Desinfektionsgebrauchslösung hat eine geringe Schaumentwicklung, die sich bei längerer Laufzeit der Aggregate vergrößern kann.

Die Angaben zur Dosierungsmenge dienen als Orientierung.

Verbindliche Wirkungen können aus Gründen der unterschiedlichen Inhaltsstoffe des gebrauchten Wassers nicht abgeleitet werden. Flasche nach jeder Entnahme gut verschließen!

Unzugänglich für Kinder, bei 5 - 30° C aufbewahren. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen und Atmungsorgane. Irreversibler Schaden möglich.

Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser spülen. Nach Augenkontakt / Verschlucken mit reichlich Wasser abspülen / trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen!

Ottofond Desinfektionsmittel entspricht einer DGHM und DVG geprüften Formulierung.

Inhaltsstoffe: 100 g Wirkstoff enthalten

- 3,33 g Benzylalkyl dimethyl ammoniumchlorid,
- 3,33 g N,N' Didecyl-N,N' dimethylammonium chlorid,
- 3,33 g Alkyl ammonium chlorid,
- 3,33 g 2-Propanol

Inhalt:

1000 ml